

Handleiding

Specificaties: bladvormig 17 cm x 17 cm

Productprestatiestructuur en samenstelling De onderkant en het oppervlak van het product zijn gemaakt van niet-geweven stof, het midden van onder druk staande acryl elektrostatische spray behandelde niet-geweven stof.

Gebruik Het wordt tijdens de operatie gedragen voor patiënten die worden behandeld en tijdens de operaties. Het biedt uniforme bescherming tegen opspattend bloed, lichaamsvloeistoffen en rondvliegende voorwerpen, en is geschikt voor werkomgevingen zoals operatiekamers en onderzoeksruimtes.

Controleer voor gebruik Controleer voor gebruik of het mondkapje een geur heeft, of het kapje vettig is en of het zich in goede staat bevindt en of het oppervlak onbeschadigd is.

Hoe het te gebruiken :

- 1) ontvouw het doekje en plaats met de witte zijde tegen het aangezicht.
- 2) Doe elastiek rond de oren en zorg dat het comfortabel zit
- 3) Druk lichtjes op de strip aan de bovenkant tegen de neus om deze stevig te laten staan:
- 4) Pas de rest van het kapje aan de vorm van uw gezicht aan.

Bewaring: Het product moet bewaard worden bij een relatieve luchtvochtigheid van < 80%, in een vrij van corrosief gas, koele, droge, goed geventileerde en propere omgeving. Als het niet op de juiste manier wordt bewaard, is het verboden de levensduur ervan te wijzigen tijdens de geldigheidsperiode.

- Let op**
- 1 Als er hoofdpijn, misselijkheid, ademhalingsmoeilijkheden enz. optreedt, vervang dit product dan onmiddellijk
 2. Het mag niet te lang worden gedragen en bij huidirritatie moet men het onmiddellijk uit doen.
 - 3 Zegel. Als u de maskers niet allemaal tegelijk kunt gebruiken, sluit dan de zelfsluitende verzegeling; vermijd alsjeblieft de contact met andere maskers bij het uitnemen.
 4. Controleer de voor- en achterkant van het kapje voor je het draagt. De donkere kleur is de buitenkant (naar de omgeving) en de witte kant is de binnenkant (naar het aangezicht). Zorg ervoor dat het deel met de flexibele strip ter hoogte van de neusbrug wordt gedragen.
 5. Niet te gebruiken in steriele omgevingen.
 6. als schade optreedt tijdens gebruik, zoals scheuren en andere schade moet het product onmiddellijk worden vervangen.

Gebruikstijd en onderhoud De langste gebruikstijd is 8 uur, vernietig het na gebruik.

Geldigheidsperiode De geldigheidsperiode is slechts drie jaar.

Opmaak / herziening van de handleiding 9 februari 2020.